

Premium Life

4つのもみ玉とエアー、使いやすい充実機能で、
快適なプレミアムライフを。



BLACK / CODE : RC501BK

WHITE / CODE : RC501WH

ソフトなマッサージ感でリラックスした体幹に効果的な刺激をお届けします。
Granovis - それは体幹をマッサージする新感覚のマッサージチェアです。

グランディス
Granovis

● グランディス体幹マッサージの秘密

体幹には私たちの日常生活に欠かせない細やかな動きを可能にしている多数の筋肉が存在しています。中でも、深層筋は、体の表面に位置する表層筋とは異なり、単独で動かすのが難しかったり、動かしている実感が得にくい筋肉であるとも言われています。グランディスはリラックスした状態で体幹をマッサージすることができるため、深層筋を含めた体幹にある筋肉に刺激を与え、深部の筋の疲れ・緊張を和らげて体のバランスを整え、お使いになる方が健やかに日々の生活を送れるようにとの想いを込めて開発されました。

● リラックスした状態で受けてこそ効果あり

体幹マッサージはリラックスした状態で行うことが大事。強い刺激では交感神経が働いて体が緊張し、刺激が体の表層部分でブロックされてしまいます。実際に、グランディス使用時、一般的に緊張状態をあらわすβ波とリラックス状態をあらわすα波を測定、その割合を当社従来品と比較した結果、グランディス使用時にβ波が約7%減少、その分α波の割合が増え、従来品と比べてもグランディスがより一層リラックスした状態をもたらすことがわかりました。

● リラックスした体に効果的な刺激

「リラックスした状態でマッサージを受けること」に加え、体幹マッサージ2つめのポイントは、「効果的に刺激を与えること」。すなわち、筋肉の起始（はじまり）と停止（おわり）を刺激することでマッサージの効果を十分に得ることができます。特に背骨づたいは体幹の深層筋の起始と停止が集中している場所。広範囲に刺激を行き渡らせつつ要所を押さえる4つのもみ玉が心地良い刺激を与えながらしっかりと背筋を捉えます。

● 治療部位から考案した4つのもみ玉の効果的な動作範囲

効果的に刺激を与えるために4つのもみ玉に施された工夫。まず上部2つのもみ玉は広い幅をカバーできるよう幅広に設計。広範囲ながらソフトなタッチとなるよう柔らかい素材を選択。さらに、下部2つのもみ玉は、ソフトな感触の中にターゲットに確実にアプローチできるよう、より幅を狭くし硬さも上に比べて硬めに設定。表面に22個の突起を配することで刺激にバラエティーも加えました。また、たたき、ローリング動作時、もみ玉同士の幅を三段階で調節でき、必要に応じた範囲に刺激を届けることが可能になりました。

横幅70cmだから
アパート等の玄関
から搬入可能です。

● 快適サイズ

前に倒せば
コンパクトサイズ！
キャスター付きで
移動も簡単。



4つ玉とエアーで、快適なリラクゼーション。

グランディス
Grandois


技あり! 4つのもみ玉

上下2種類4つのもみ玉で、上半身を優しくマッサージ

3つのモーターを使用した4つのもみ玉が、もみ・たたき・ローリング作動しながら、上半身、首/肩、腰をマッサージ。
たたき・ローリング時には、玉の幅を3段階に変えられ、たたき・もみ・もみたたき時には速さも3段階から選べます。




【幅・狭】




もみ玉間隔
35mm

【幅・中】





もみ玉間隔
55mm

【幅・広】



もみ玉間隔
125mm

グランディス リラクゼーション モニター比較





(共にモニター5人の平均値)

名称	周波数帯	状態
スローα波	8~9Hz未満	眠気のある状態
ミッドα波	9~11Hz未満	効果的リラクゼーション状態
ファストα波	11~14Hz未満	リラックスしきれていない状態
β波	13Hz以上	意識分散

自動と手動で自分流

選んだ機能がすぐに使える、シンプル3つの自動コース。

もみを中心に全身をマッサージする「ゆったりコース」、たたきを中心にスピードも速い「すっきりコース」、エアーで足と腿専用の「エアーコース」を自動で選べます。



- ゆったりコース**
もみを中心に全身をマッサージするコース。ゆっくりでリラックス満喫のコース。
- すっきりコース**
たたきを中心にスピードも速く全身の疲れをとるハードコース。
- エアーコース**
足と腿専用のコース。エアーで集中的にマッサージします。

自分好みに自由自在、手動コースで4コース・15種類が思いのままに。

【たたきマッサージ】

約400回/分~630回/分の
たたきマッサージができます。※

【もみマッサージ】

約22回/分~36回/分のもみ
マッサージができます。※

【ローリングマッサージ】

3段階の幅の変更ができます。

【もみたたきマッサージ】

たたきマッサージと、
もみマッサージが同時にでき
移動をおこないます。※

(※ 印のコースは、強弱3段階の変更ができます)





もみとエアーでW快適

左右のエアーバックで腿を挟み込み、
心地よい強力刺激。

エアーバックが足先とふくらはぎを
挟み込み、足元からもリラックス。

最大角度約161°のリクライニング。
フットレストと別に作動が可能。





KHAKI
CODE : RC501K



BLUE
CODE : RC501BL



BRIGHT RED
CODE : RC501BR



RED BROWN
CODE : RC501BR

Granovis


グランディス

標準小売価格：¥361,905 (税抜)

※ 枕はオプションです。標準小売価格：¥23,810 (税抜)

カラーのうち「BL・BR・RB・WH」の4色は、受注後、色替えを行いますので、オプションとして色替作業料2万円(税抜)のご負担が発生します。

背中にある深層筋




① 横突間筋
背骨の横突起と接近する背骨の横突起をつなぐ筋肉。収縮すると接近する背骨の横突起同士を引き合い、横に屈む動作を生む。

② 回旋筋
横突起から接近する背骨の棘突起をつなぐ筋肉。片側の働きで回旋、両側の収縮で背骨が伸びる動作を生む。

③ 棘間筋
1つ1つの背骨の棘突起を接近させる筋肉。背骨を後方に曲げる動作を助ける。

背中にある表層筋



● 脊柱起立筋 ●
背骨を起立させる筋肉。上半身を起こす動作や、背骨を伸ばす動作時に活躍

仕様	
販売名	グランディス
一般的名称 (医療機器区分)	家庭用電気マッサー器 (管理医療機器)
機種名	RC 501
JANコード	4969173330016
医療機器承認番号	224AGBZX00068000
電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	85W
定格時間	30分
リクライニング角度	約121°~161°
外形寸法 (本体)	H: 104 D: 136 W: 70 cm
(前倒時)	H: 85 D: 113 W: 70 cm
(梱包時)	H: 87 D: 117 W: 73 cm
重量(本体)	58kg
外装生地	ポリウレタン
安全装置	タイマー、過電流保護装置、 温度過昇防止装置

☆電気用品安全法技術適合性確認済

幅サイズが70cmのため、アパート等の玄関からも搬入可能です。



《製造販売業者》
株式会社マルタカテクノ
静岡県藤枝市八幡広通550-1
医療機器製造販売業許可番号
25B2X1000117

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の人は使用しないでください。医師からマッサージを禁じられている人【例：血栓（塞栓）症、重度の動脈けいれん、急性静脈けいれん、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など】/急性頸椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人/急性腰痛、椎間板ヘルニア、腰椎すべり症/変形性股関節症など股関節の悪い人/骨粗しょう症の人
- 次の人は必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。医師の治療を受けている人/ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人/悪性腫瘍のある人/心臓に障害のある人/妊娠中や出産直後の人/糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/骨折している人、ねんざ、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の人/体温38℃以上（有熱期）の人【例：急性炎症症状（けん怠感、悪寒、血圧変動などの強い）時期、衰弱しているとき】/安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき/施術部位に創傷のある人/過去に心臓や内臓の手術をされた人/背骨に異常のある人、曲がっている人/骨や内臓に起因する腰痛の人/上記以外に身体に特に異常を感じているとき
- はじめてお使いになるときは弱い刺激で、1回1コース（約15分）以内にしてください。
- 首周辺をマッサージするときは施術位置に注意し、首の前方や過度に強いマッサージをしないでください。
- 使用中に気分が悪くなったり苦痛を感じた場合は、あるいは本器に異常を感じた場合は、すぐに電源を切って使用を中止してください。

●お問い合わせは
株式会社 **マルタカテクノ**
静岡県藤枝市八幡広通550-1
http://www.marutakatechno.co.jp

●お取扱店

お客様相談窓口

0120-484-100
Free Dial 平日9時~18時受付(土日、祝祭日、当社の休日を除く)